



# WICHTIGER HINWEIS! (v1.0)

*Important information!*

**(DE) Richtiges Einsetzen des Mundstücks**

**(EN) Placing the mouthpiece correctly**

**IntegraMouse Plus festhalten!**  
*Hold IntegraMouse Plus tight!*

**Gerade und vorsichtig in Steckrichtung (gelbe Rille) einsetzen!**  
*Place in a straight movement and pay attention to direction (see yellow groove)!*

**(DE) Richtiges Abnehmen des Mundstücks**

**(EN) Pulling off the mouthpiece correctly**

**Nicht drehen!**  
*Do not twist!*

**Nicht rütteln!**  
*Do not joggle!*

**IntegraMouse Plus festhalten!**  
*Hold IntegraMouse Plus tight!*

**Gerade nach vorne abziehen!**  
*Pull off in straight movement!*