



(DE) Richtiges Abnehmen des Mundstücks  
(EN) Pulling off the mouthpiece correctly



(DE) Richtiges Abnehmen des Mundstücks  
(EN) Pulling off the mouthpiece correctly





# WICHTIGER HINWEIS! (v1.1)

**Important information!**



(DE) Richtiges Einsetzen des Mundstücks plus Kalibrierung

(EN) Placing the mouthpiece correctly plus calibration

**IntegraMouse Plus festhalten!**  
*Hold IntegraMouse Plus tight!*

**Gerade und vorsichtig in Steckrichtung einsetzen! Kalibrierung durchführen!**  
*Insert straight and carefully in plugging direction. Perform calibration!*



# WICHTIGER HINWEIS! (v1.1)

**Important information!**



(DE) Richtiges Einsetzen des Mundstücks plus Kalibrierung

(EN) Placing the mouthpiece correctly plus calibration

**IntegraMouse Plus festhalten!**  
*Hold IntegraMouse Plus tight!*

**Gerade und vorsichtig in Steckrichtung einsetzen! Kalibrierung durchführen!**  
*Insert straight and carefully in plugging direction. Perform calibration!*